

کد فرم: F-3-20	الزامات نصب دستگاه IQ	شرکت سازنده: ابتکار تجهیز طب یکتا
----------------	------------------------------	--

شماره سریال :

نوع دستگاه :

توضیحات	مشاهده نتایج		الزامات	مرحله کاری
	نامناسب	مناسب		
			سالم بودن بسته بندی دستگاه به هنگام تحویل	1
			سالم بودن دستگاه بعد از باز کردن وسایل بسته بندی (چرخها- درب جلو- کلیه قطعات پنل برق و کنترل)	2
			حداقل فاصله دستگاه از اطراف 25 سانتیمتر باشد	3
			دمای محیط کار در رنج 23 ± 2 باشد	4
			رطوبت محیط کار در رنج 10٪ الی 70٪	5
			محل نصب در حد معمول تراز باشد	6
			امکانات تهویه هوا یا تهویه مطبوع در محل نصب موجود باشد	7
			اطمینان از سالم بودن پریز مورد استفاده و همچنین اتصال earth آن (برای دستگاه یک پریز مستقل در نظر گرفته شود)	8
			در صورت استفاده از سیم سیار از کابل (3 X 2.5 یک رشته دارای اتصال earth) استفاده شود	9
			استفاده از استبلایزر 5 kva مطابق توان مصرفی دستگاه یا استفاده از محافظ ولتاژ توصیه شده شرکت	10

تاریخ :

تاریخ تحویل دستگاه :

امضاء مهر :